

ERNÆRINGSSPRØJTER

Enterale ernæringsprøjter til brug med enteralt sondeernæringsudstyr. Sprøjterne kan anvendes til indgivelse af flydende medicin, bolusindgivelse af sondeernæring, skylning med vand samt til at aspirere på sonden.

Ernæringsprøjterne fås både til **engangsbrug og flergangsbrug** i følgende størrelser:

- 1 ml (lavdosis sprøjte)
- 2,5 ml (lavdosis sprøjte)
- 5 ml (lavdosis sprøjte)
- 10 ml
- 20 ml
- 60 ml
- 100 ml



PRODUKTINFORMATION:

For øget nøjagtighed anbefales det ved meget lave doser at anvende de dertil udviklede lavdosis sprøjter.

Flergangssprøjterne kan anvendes i op til syv på hinanden følgende dage.

Sprøjterne er sterilt pakket. Efter første anvendelse er sprøjterne ikke længere sterile, og flergangssprøjterne må derfor ikke anvendes til flere end én patient.

De er fri for phthalater, DEHP, latex og PVC.

For yderligere information se www.nutriciaflocare.com

Ernæringsprøjterne opfylder EU-direktivet for medicinsk udstyr: MDD/93/42/EEC.

Relateret tilbehør



Prop til ernæringsprøjte



Strå til ernæringsprøjte
100/150 mm

VAREINFORMATION

Produktnavn	Nutricia varenr.	Salgsenhed
Engangsbrug – ernæringsprøjte 1 ml (lavadosis sprøjte)	116327	30 stk.
Engangsbrug – ernæringsprøjte 2,5 ml (lavadosis sprøjte)	116326	30 stk.
Engangsbrug – ernæringsprøjte 5 ml (lavadosis sprøjte)	121824	30 stk.
Engangsbrug – ernæringsprøjte 10 ml	91421	30 stk.
Engangsbrug – ernæringsprøjte 20 ml	91422	30 stk.
Engangsbrug – ernæringsprøjte 60 ml	124823	30 stk.
Engangsbrug – ernæringsprøjte 100 ml	105967	30 stk.
Flergangsbrug – ernæringsprøjte 1 ml (lavadosis sprøjte)	157057	30 stk.
Flergangsbrug – ernæringsprøjte 2,5 ml (lavadosis sprøjte)	157053	30 stk.
Flergangsbrug – ernæringsprøjte 5 ml (lavadosis sprøjte)	157052	30 stk.
Flergangsbrug – ernæringsprøjte 10 ml	105969	30 stk.
Flergangsbrug – ernæringsprøjte 20 ml	105968	30 stk.
Flergangsbrug – ernæringsprøjte 60 ml	123584	30 stk.
Flergangsbrug – ernæringsprøjte 100 ml	164541	30 stk.
Relateret tilbehør		
Prop til ernæringsprøjte	119488	30 stk.
Strå til ernæringsprøjte 100 mm	119490	30 stk.
Strå til ernæringsprøjte 150 mm	119489	30 stk.