

FLOCARE® CONTAINER

Container 500 ml

Flocare® Container, forbundet med ernæringssættet, er et åbent system, der kan anvendes til at tilføre vand og væske til den sondeernærede patient. Kan også anvendes til administration af opløste pulverblandinger.

Flocare® Container er en stabil beholder i blød plast fremstillet af polyethylen (LDPE). **Flocare® Container** kan anvendes med alle enheder fra Nutricia på grund af det dobbelte skruehoved. **Flocare® Container** har en flad bund og står fast på et plant underlag ved påfyldning. **Flocare® Container** er en engangsbeholder.

Flocare® Container er ideel til børn, da den er specielt udformet til brug i kombination med rygsækken i Flocare® sortimentet: Flocare Infinity Go Bag.

For yderligere information se www.nutriciaflocare.com

FLOCARE® Container opfylder EU-direktivet for medicinsk udstyr: MDD/93/42/EEC.



VAREINFORMATION

| | Nutricia varenr. | Salgsenhed |
|----------------------------|------------------|------------|
| Flocare® Container, 500 ml | 40441 | 10 stk. |