


FLOCARE® PEG GASTROSTOMISONDE KIT:



Består af:

- A: 40 cm klar, polypolyurethan sonde
 - Centimeter afstandsmærker op til 12 cm fra invendig fikseringsplade
 - 3 røntgenfaste linier langs hele længden af sonden
- B: Invendig fikseringsplade af silikone
- C: Udvendig fikseringsplade af klar silikone
- D: Klemme
- E: Sikkerhedsklemme til fiksering af PEG sonden
- F: Flocare ernæringskonnektor af polyurethan med farvekoder
 - Ch 10: sort, CH 14: grøn, Ch 18: rød
- G: Skalpel
- H: Punkturnål
- I: Spole med dobbelt tråd af polyamid til at trække PEG'en på plads

Størrelse:

Ch 10, 14, 18.

Indikation:

Ved behov for langvarig sondeernæring (over 2-3 uger).

Kontraindikationer:

Peritonitis, ileus, forstyrrelser i blodkoagulering, mislykket fluoroskopi fra ventriklen.

Tilbehør:

Udskiftelig ernæringskonnektor. Ekstern fikseringsplade.

Holdbarhed:

60 måneder fra produktionsdato. Holdbarhedsdato på pakningen.

Opbevaring:

Opbevares ved stuetemperatur.

Brugstid:

Brugstiden er vanskelig at angive, da den kan variere meget afhængigt af bl.a. mængden af mavesyre, medicinering og sondemaden. Den estimerede brugstid er ca. 6 mdr.

For yderligere information se www.nutriciaflocare.com

FLOCARE® PEG-sonder opfylder EU-direktivet for medicinsk udstyr: MDD/93/42/EEC.