

FLOCARE® INFINITY™ ERNÆRINGSSÆT

November 2018

Engangs enterale ernæringsæt til brug med Flocare® Infinity™ pumpe. Fri for DEHP og andre phthalater.

Flocare® Infinity™ ernæringsæt til brug for enteral ernæring med ernæringspumpe. Med den lilla farve adskiller **Flocare® Infinity™** ernæringsæt sig tydeligt fra parenterale ernæringsystemer. Alt Nutricias plastmateriale er fri for phthalater.

Flocare® Pack set Infinity™

for tilkobling af både Nutricias og andre leverandørers sondeernæring i Pack (pose).

Flocare® Universal set Infinity™

for tilkobling af både Nutricias og andre leverandørers sondeernæring i plastic- og glasflaske.

Flocare® Mobile Pack set Infinity™

for tilkobling af både Nutricias og andre leverandørers sondeernæring i Pack. Sættet er kortere og er uden dråbekammer.

Flocare® Twin-Line set Infinity™

for tilkobling af både Nutricias og andre leverandørers sondeernæring i pack. Tillader indgift af to slags sondeernæring eller sondeernæring og steril vand samtidigt.



Flocare® Pack set
Infinity™



Flocare® Universal set
Infinity™



Flocare® Mobile Pack set
Infinity™



Flocare® Twin-Line set
Infinity™

RELATERET TILBEHØR:



Flocare® Infinity™
pumpe





VAREINFORMATION

	Nutricia varenr.	Salgsenhed
Flocare® Pack set Infinity™	586514	30 stk.
Flocare® Universal set Infinity™	590084	30 stk.
Flocare® Mobile Pack set Infinity™	586520	30 stk.
Flocare® Twin-Line set Infinity™	586518	30 stk.

RELATERET TILBEHØR:

Flocare® Infinity™ pumpe	35682	1 stk.
Flocare® Infinity™ + pumpe	35683	1 stk.

FLO CARE® INFINITY™ ERNÆRINGSSÆT:



Består af:

- A: Konnektor til Pack (pose)
- B: Dråbekammer
- C: Flocare Infinity pumpesegment
- D: 3-vejs hane til indgivelse af medicin og gennemskylning (med hætte)
- E: ENFit konnektor
- F: Flaske konnektor til glas og sutteflasker (følger med universal sæt)
- G: Flaskeophæng (følger med universal sæt)

- Varianter:** Pack sæt til brug med Nutricias og andre leverandørers sondeernæring i Pack (pose).
Universal sæt til brug med Nutricias og andre leverandørers sondeernæring i plastic- og glasflaske.
Mobile Pack sæt kan bruges sammen med både Nutricias sondeernæringsløsninger og andre leverandørers sondeernæring.
Twin-Line sæt til brug med Nutricias og andre leverandørers sondeernæring i pack. Tillader indgift af to slags sondeernæring eller sondeernæring og sterilt vand samtidigt.
- Materiale:** PVC-godkendt til medicinsk brug, fri for phthalater.
- Emballage:** Enkeltvis sterilt pakket.
- Holdbarhed:** 36 måneder fra produktionsdato. Holdbarhedsdato fremgår af mærkning på pakningen.
- Opbevaring:** Opbevares ved stuetemperatur.
- Brugstid:** 24 timer.

For yderligere information se www.nutriciaflocare.com

FLOCARE® INFINITY™ ernæringsæt opfylder EU-direktivet for medicinsk udstyr: MDD/93/42/EEC.