


TILBEHØR OG LØSDELE



FLOCARE® BOLUS ADAPTOR CROSS SPIKE

Nutricia varenr.	Salgsenhed
89740	30 stk.

Flocare® Bolus adaptor kan skrues på Nutrison og Nutriini-flasker. Derved kan en ENFit™ ernæringsprøjte sættes på flasken, og sondeernæringen kan administreres som bolus. Bolus adaptoren skal udskiftes efter 24 timer. Sondeernæring med tilkoblet bolus adaptor bør opbevares i køleskab maksimum 24 timer.



FLOCARE® TOP FILL RESERVOIR

Nutricia varenr.	Salgsenhed
Flocare® 1,3 liter	70139 10 stk.
Flocare® 1,3 liter + set Gravity	89827 10 stk.


Flocare® Top Fill Reservoir er udviklet til at tilføre vand eller væske til den sondeernærede patient. Kan også anvendes til administration af opløste pulverblandinger. Hvert reservoir er pakket sterilt og enkeltvis.



FLOCARE® ERNÆRINGSKONNEKTOR

Nutricia varenr.	Salgsenhed
Ch 10 sort 91397	10 stk.
Ch 14 grøn 91395	10 stk.
Ch 18 rød 91396	10 stk.

Flocare® ernæringskonnektor er designet til at kunne forbindes med sonder som Flocare® PEG og Flocare® Benchmark PEJ.



ADAPTERE

Nutricia varenr.	Salgsenhed
ENFit ⇒ ENLock og lign. systemer	89732 30 stk.
Luer/Oral/ENLock sprøjter ⇒ ENFit	89738 30 stk.
ENFit ⇒ Non-ENLock og lign. systemer	89828 30 stk.
ENFit ⇒ Luer	89733 30 stk.
ENLock ⇒ ENFit	89734 30 stk.

Adapterne sikrer kobling mellem det nye ENFit™ system og gamle enterale systemer. Leveres i kasser med 6 pakker à 5 stk.

TILBEHØR OG LØSDELE



FLOCARE® FIKSERINGSPLADE

Nutricia varenr.	Salgsenhed
PEG og G-Tube, ch 14 40449	10 stk.

Flocare® fikseringsplade er designet til fiksering af gastrostomi-sonderne. Silikonepladen giver den optimale komfort for patienten.



PROP TIL ERNÆRINGSSPRØJTE

Nutricia varenr.	Salgsenhed
119488	30 stk.

Prop til at skrue på ernæringsprøjten.



SONDEFLASKE

Nutricia varenr.	Salgsenhed
200 ml 115745	10 stk.

Sondeflaske til bolus-indgivelse.



STRÅ TIL ERNÆRINGSSPRØJTE

Nutricia varenr.	Salgsenhed
100 mm 119490	30 stk.
150 mm 119489	30 stk.


Strå til at sætte på sprøjterne, så det er muligt at trække medicin direkte op fra miksturflaske eller doseringskop med optimal præcision.



FLASKEADAPTER

Nutricia varenr.	Salgsenhed
12 mm - 15 mm 128994	100 stk.
14 mm - 16,5 mm 128995	100 stk.
17 mm - 20,5 mm 142776	100 stk.
24 mm - 26 mm 142777	100 stk.

Flaskeadapter med ENFit™ konektor kan sættes i flaskehal-sen på flydende medicin. Derved kan man med en ENFit™ ernæringsprøjte trække medicinen op. Flaskeadapteren bliver i medicinflasken, og smides ud med flasken, når den er tom.



PH-INDIKATORSTRIPS

Nutricia varenr.	Salgsenhed
157845	100 stk.

pH-strips til at indikere pH-værdien af gastrisk aspirat.

TILBEHØR OG LØSDELE



FLOCARE® STØVHÆTTE

Nutricia varenr.	Salgsenhed
89739	2 X 50 stk.

Flocare® Støvhætte til at sætte på f.eks. medicinport, G-tube, PEG eller nasogastrisk sonde.



FIKSERINGSPLASTER

Nutricia varenr.	Salgsenhed
Large 157852	100 stk.

Plaster til fiksering af nasalsonde ved næsen.



FLOCARE® SLANGEKLEMME

Nutricia varenr.	Salgsenhed
Ch10+Ch14 40437	2 X 50 stk.

Flocare® Aflukningsklemme til fiksering af sonden.



SPRØJTE

Nutricia varenr.	Salgsenhed
10 ml 157857	100 stk.

Sprøjte til udskiftning af vand i ballonsonde.



OPTRÆKNINGSKANYLE

Nutricia varenr.	Salgsenhed
157535	50 stk.

Optrækningskanyle med stump spids til at trække medicin op fra en ampul. Filter i kanylen sikrer, at der ikke trækkes glas-splinter med op.



SPRØJTE MED STERILT VAND

Nutricia varenr.	Salgsenhed
10 ml 157858	20 stk.

Sprøjte med 10 ml sterilt vand designet til at fylde sterilt vand direkte i en ballonsonde.

For yderligere information se www.nutriciaflocare.com

Tilbehør og løsdele opfylder EU-direktivet for medicinsk udstyr: MDD/93/42/EEC.